

# アフラトキシンM1(乳、粉ミルク)

登録番号 FTD009

1. AflaStar™M1Rを用いて、乳や粉ミルク中のアフラトキシンM1を特異的にクリーンアップすることが可能
2. アフラトキシンM1はアフラトキシンB1の代謝物で乳中に検出される
3. HPLCの測定ではM1自身の蛍光を測定

## ■プロトコル

イムノアフィニティカラムではアフラトキシンM1のみカラムに保持され、他の夾雑物は洗浄により溶出される。

