

アフラトキシンM₁(ヨーグルト)

登録番号 FTD010

1. AflaStar™M1Rを用いて、乳製品中(ヨーグルト)のアフラトキシンM₁を特異的にクリーンアップすることが可能
2. アフラトキシンM₁はアフラトキシンB₁の代謝物で乳中に検出される
3. HPLCの測定ではM₁自身の蛍光を測定

■プロトコル

イムノアフィニティカラムではアフラトキシンM₁のみカラムに保持され、他の夾雑物は洗浄により溶出される。

